

NUVITA KÉZI MELLSZÍVÓ CUMISÜVEGGEL

1215

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bemutakozás

Kedves vásárló, ön megvásárolta az egyik legfejlettebb kézi mellszívó rendszert, amely rendelkezésre áll a piacon. Ezt a terméket úgy fejlesztették ki, hogy a legegyszerűbb és legbiztonságosabban használható legyen, de a legkisebb hibák kiküszöbölése véget kérjük, hogy olvassa végig ezt a használati útmutatót és utána az itt leírtak szerint cselekedjen. Minden anyukának szüksége van egy jó mellszívóra, amelyet tökéletesen használhat minden helyzetben. Ez a mellszívó lehetővé teszi, hogy otthon vagy utazások alkalmával is könnyedén kinyerje az anyatejet.

Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is használhassa ha szüksége van rá.

A csomag tartalma

Ha egy vagy több része hiányzik vagy sérült, kérjük vegye fel a kapcsolatot az üzlettel ahol vásárolta, és egyeztessen a cseréről.

1. porvédő
2. szilikon masszáz csésze
3. mellszívó test szívófejjel
4. membrános szívó
5. mellszívó fedél
6. kar
7. 2 erősségű dugattyú
8. szívószelep
9. cumisüveg (150 ml)
10. talp
11. porvédő fedél
12. etetőcumi fej
13. karima
14. tömítő gyűrű
15. Extra cumisüveg (150ml)
16. bársony táska (nincs a képen)

Összeszerelési útmutató a mellszívóhoz

1. Helyezze a dugattyút a membrános szívóba.
2. Ezután ezt az összeszerelt szívó részt helyezze a mellszívó testbe. Ellenőrizze, tökéletesen illeszkednek-e egymásba.
3. Helyezze a szilikon masszáz csészét a szívó fejbe.
4. Helyezze a kart a dugattyúhoz.
5. Illessze a mellszívó fedelét rá és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzül-e.
6. Zárja le a porvédővel a szívórészt.
7. Helyezze be a szívószelepet lassan és szorosan.
8. Csavarja a cumisüveget a mellszívó fejre szorosan.
9. Nyomja rá a talpra a mellszívót, hogy megálljon.

Mellszívó használata

1. Mossa meg a kezét, mielőtt használja a mellszívót.
 2. Biztosítani kell, hogy használat előtt az összes része tiszta, száraz és tökéletesen összeillesztett legyen.
 3. Pihentetőn kényelmes ülő testtartásban használja. Jobb eredményt lehet elérni, ha a mellszívást megelőzően termál gél párnát vagy meleg törölközőt helyez a mellre. Néhány pillanatig (60-90 másodperc) stimulálja masszázssal a mellet, majd helyezze rá a szilikon szívó tölcsezt.
 4. Kezdje meg a szívást a kar nyomásával kényelmes fogással. Tartsa a mellét a másik kezével, hogy a levegő ne szökjön be szívás közben, kialakítható a vákuum állapot.
 5. Válassza le a cumisüveget a mellszívóról, ha befejezte a szívást.
 6. Az anyatej természetes anyagokkal telített. Ahhoz, hogy frissen tartsa zárja le a cumisüveget, vagy töltsé át tárolóba és mindenképpen helyezze hűtőbe vagy fagyasztóba minél előbb.
- A mellbimbók fájdalmának elkerülése érdekében, ha már nem tud több tejet lefejni a melléből, hagyja abba a szívást. Azonnal hagyja abba a mellszívást, ha fájdalmat érez az ujjában, kezében vagy csuklójában.

Tisztítás

Kérjük, a készüléket minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

Szerelje szét a készüléket és mosson el minden alkatrészt mosogatógépben vagy meleg vízzel és szappannal, majd öblítse le teljesen. Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy antibakteriális szereket. Végül az összes alkatrész sterilizálható gőzsterilizálóval.

Mindig



Naponta egyszer



Figyelmeztetés

1. Csak a csomagban található kiegészítőket használja.
2. Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje közvetlen napfény vagy túlzott hő.
3. Ezt a készüléket személyes használatra tervezték, ezért nem tanácsos másokkal megosztani. Ha másokkal megosztva kell használnia, ügyeljen rá, hogy mindenkinek saját készlete legyen azokból az alkatrészekből, amik kapcsolatba kerülnek a testtel és az anyatejjel (szilikon tölcser, üveg, stb.).
4. Ne használja a készüléket álmoság vagy egyéb hasonló tünetek esetén, inkább halassa el a tej lefejtését egy kényelmesebb időpontra.
5. Ügyeljen rá, hogy idegen test ne kerüljön a fő részbe, üvegbe, vagy a szívószelepbe.
6. Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék tiszta és steril.

Szervíz

Minden karbantartás el lett végezve a termék, a dobozban található kiegészítők és dokumentumok megvalósításakor, szóval probléma felmerülésekor javasoljuk, hogy ismételje meg a folyamatot a használati utasítások követésével.

További információkért látogasson el a weboldalra:

www.nuvitababy.com

Garancia – Időtartam és feltételek

A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia (törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól számítva.

A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó alkatrészek (például elemek, kefe fejek vagy bármilyen elhasználódó rész). A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:

1. A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak nem megfelelő használat miatt.
2. A termék módosítva lett vagy babrált vele.
3. A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt, szenzor üledék által való blokkolása, az elemekből történő korrozív anyag szivárgása).

Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián kívül esnek:

1. Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a termék általános karbantartásának költsége.
2. A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a terméket fogadják.
3. A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy telepítés által okozott kár.
4. Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
5. Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjének vállal felelősséget az elvesztésért, lopás kárért, vagy a nem megfelelő használat által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik), amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz forduljon.

A termék megfelel az Európai Bizottság 2002/72/EK és 2002/72/EK követelményeinek és a vizes (PH > 4.5) valamint zsíros élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló kiegészítéseknek.

A termék kompatibilis a következő normákkal/szabványokkal:

Teszt folyamat

EN-1186-3:2002

EN-1186-2:2002

Leírás

Élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyagok, műanyagok, csomagolóanyagok, tárolóedények, élelmiszer feldolgozó folyamatok, élelmiszertechnológia, szennyezőanyag-mennyiség, kémiai analízis és teszt.

Élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyagok, műanyagok, csomagolóanyagok, tárolóedények, élelmiszer feldolgozó folyamatok, élelmiszertechnológia, olíva olaj, növényi olajok, szennyezőanyag-mennyiség, kémiai analízis és teszt, zsírok.

Forgalmazó:

Devron Impex Kft.

1152 Budapest, Aporháza utca 15.

www.devron.hu

Babaszafari Bababolt

1139 Budapest, Váci út 95.

www.babaszafari.hu